

Opis techniczny

DOYEN RS 120

Kwasowy środek myjący do stosowania w myjniach dezynfektorach (do basenów i kaczek szpitalnych)

Opis produktu:

- gwarantuje skuteczne mycie z optymalną ochroną naczyń
- bardzo wydajny
- bezproblemowo usuwa resztki mydła
- skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody.



Dozowanie / stosowanie:

5,0 ml – 10,0 ml / cykl mycia zależnie od programu

Dozowanie automatyczne

Zastosowanie zgodne z zaleceniami producenta myjni dezynfektorów

Aspekty środowiskowe:

- spełnia zalecenia Zarządzenia Unii Europejskiej o detergentach 648/2004/EG oraz ustawy o środkach myjąco-czyszczących (WRMG).

Dane techniczne:

Kolor:	Bezbarwna ciecz
Gęstość:	1,1 g/ml
Zdolność magazynowania:	4 lata
Warunki magazynowania:	nie dopuszczać do przemarzania
Składniki:	15-30 % Fosforany < 5% niejonicznych środków powierzchniowo czynnych,

Wskazówki dot. zagrożenia / bezpieczeństwa:

Symbol zagrożenia:	Xi	działa drażniąco
Zwroty R:		
R36/38:		działa drażniąco na oczy i skórę.
Zwroty S:		
S26:		w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską.
S37:		nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Jednostki sprzedażowe:

Numer artykułu	Jednostka sprzedażowa	Pojemnik
001486	5 l	Kanister
004782	120 kg	Beczka